

ClipTip 50 µl, Filter, lila, steril

für F1-ClipTip Pipetten 50 µl



ThermoFisher
SCIENTIFIC

10 Inserts à 96 Stück

Artikel-Nr.: 674517 | Thermo | Hersteller-Nr.: 94420258

81,90 €*

*zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten

Beschreibung

Farbe:	farblos
Filter:	ja
Länge:	normal
Low Binding:	nein
Maximalvolumen:	50 µl
Pipettenspitzen Linie:	Clip Tip
Spezialeigenschaften:	ClipTip
Sterilität:	steril
Verpackung:	10 Inserts à 96 Stück