

ClipTip 200 µl, Filter, gelb, steril

für F1-ClipTip Pipetten 200 µl
für E1 Pipetten 125 µl (nicht 384er Format)



ThermoFisher
SCIENTIFIC

10 Racks à 96 Stück

Artikel-Nr.: 674526 | Thermo | Hersteller-Nr.: 94420313

86,20 €*

*zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten

Beschreibung

Farbe:	farblos
Filter:	ja
Länge:	normal
Low Binding:	nein
Maximalvolumen:	200 µl
Pipettenspitzen Linie:	Clip Tip
Spezialeigenschaften:	ClipTip
Sterilität:	steril
Verpackung:	10 Racks à 96 Stück