

## ClipTip 200 µl, Filter, gelb, steril

für F1-ClipTip Pipetten 200 µl  
für E1 Pipetten 125 µl (nicht 384er Format)



**ThermoFisher**  
SCIENTIFIC

10 Inserts à 96 Stück

Artikel-Nr.: 674527 | Thermo | Hersteller-Nr.: 94420318

**83,30 €\***

\*zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten

### Beschreibung

<b>Farbe:</b>	farblos
<b>Filter:</b>	ja
<b>Länge:</b>	normal
<b>Low Binding:</b>	nein
<b>Maximalvolumen:</b>	200 µl
<b>Pipettenspitzen Linie:</b>	Clip Tip
<b>Spezialeigenschaften:</b>	ClipTip
<b>Sterilität:</b>	steril
<b>Verpackung:</b>	10 Inserts à 96 Stück