

ClipTip Leer Rack, medium

für F1-ClipTip Inserts medium



ThermoFisher
SCIENTIFIC

10 Racks

Artikel-Nr.: 674539 | Thermo | Hersteller-Nr.: 94410519

27,90 €*

*zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten

Beschreibung

Maximalvolumen: Leer Rack medium

Pipettenspitzen Linie: Clip Tip

Spezialeigenschaften: Zubehör Rack

Sterilität: unsteril

Verpackung: 10 Racks