

ClipTip 300 µl, Filter, orange, steril

für F1-ClipTip Pipetten 300 µl
für E1 Pipetten 300 µl



ThermoFisher
SCIENTIFIC

10 Inserts à 96 Stück

Artikel-Nr.: 674537 | Thermo | Hersteller-Nr.: 94420518

81,40 €*

*zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten

Beschreibung

Farbe:	farblos
Filter:	ja
Länge:	normal
Low Binding:	nein
Maximalvolumen:	300 µl
Pipettenspitzen Linie:	Clip Tip
Spezialeigenschaften:	ClipTip
Sterilität:	steril
Verpackung:	10 Inserts à 96 Stück