

ClipTip 1000 µl, blau

für F1-ClipTip Pipetten 1000 µl
für E1 Pipetten 850 µl



ThermoFisher
SCIENTIFIC

8 Inserts à 96 Stück

Artikel-Nr.: 674542 | Thermo | Hersteller-Nr.: 94410717

59,70 €*

*zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten

Beschreibung

Farbe:	farblos
Filter:	nein
Länge:	normal
Low Binding:	nein
Maximalvolumen:	1000 µl
Pipettenspitzen Linie:	Clip Tip
Spezialeigenschaften:	ClipTip
Sterilität:	unsteril
Verpackung:	8 Inserts à 96 Stück

Pipettenspitzen ClipTip 1000

- Länge 9,5 cm
- Volumenbereich 30-1000 µl
- Farbcode Blau

Passend für

- F1-ClipTip 100-1000 µl
- F1-ClipTip 500 µl fix
- F1-ClipTip 1000 µl fix
- E1-ClipTip 12-Kanal 30-850 µl

- **Geringer Kraftaufwand zum Aufnehmen der Spitzen.** Ein leichter Kontakt und jede Spitze rastet sicher ein.

- **Geringe Retention.** Jede ClipTip Pipettenspitze nutzt eine spezielle Technologie für geringe Retention zur maximalen Probenrückgewinnung.
- **Bewährte Qualität:** Zertifiziert frei von Kontaminationen durch RNase, DNase, DNA, ATP und Endotoxin
- **Umweltfreundlich:** Unser Nachfüllsystem besteht aus Recycling-Komponenten und 30 % weniger Kunststoff.
- **CE-Kennzeichnung:** Das F1-ClipTip Pipettiersystem ist gemäß der IVD-Richtlinie in Europa CE-gekennzeichnet.
- **Einfache Identifikation und Nachverfolgbarkeit:** Aufgedruckte Chargennummer und Volumenangabe auf jedem Spitzeneinsatz sowie einfache Zuordnung der passenden Spitze zur Pipette über eine farbliche Kennzeichnung
- **Zertifizierung:** Produziert gem. ISO 9001, ISO 14001 und ISO 13485.