

ClipTip 1000 µl, Filter, blau, steril

für F1-ClipTip Pipetten 1000 µl
für E1 Pipetten 850 µl



ThermoFisher
SCIENTIFIC

8 Inserts à 96 Stück

Artikel-Nr.: 674547 | Thermo | Hersteller-Nr.: 94420718

89,90 €*

*zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten

Beschreibung

Farbe:	farblos
Filter:	ja
Länge:	normal
Low Binding:	nein
Maximalvolumen:	1000 µl
Pipettenspitzen Linie:	Clip Tip
Spezialeigenschaften:	ClipTip
Sterilität:	steril
Verpackung:	8 Inserts à 96 Stück