

ClipTip Leer Rack, large

für F1-ClipTip Inserts large



ThermoFisher
SCIENTIFIC

8 Racks

Artikel-Nr.: 674549 | Thermo | Hersteller-Nr.: 94410819

27,70 €*

*zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten

Beschreibung

Maximalvolumen: Leer Rack large
Pipettenspitzen Linie: Clip Tip
Spezialeigenschaften: Zubehör Rack
Sterilität: unsteril
Verpackung: 8 Racks