

## ClipTip 1000 µl, blau

für F1-ClipTip Pipetten 1000 µl  
für E1 Pipetten 850 µl



**ThermoFisher**  
SCIENTIFIC

8 Racks à 96 Stück

Artikel-Nr.: 674540 | Thermo | Hersteller-Nr.: 94410710

**63,80 €\***

\*zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten

## Beschreibung

<b>Farbe:</b>	farblos
<b>Filter:</b>	nein
<b>Länge:</b>	normal
<b>Low Binding:</b>	nein
<b>Maximalvolumen:</b>	1000 µl
<b>Pipettenspitzen Linie:</b>	Clip Tip
<b>Spezialeigenschaften:</b>	ClipTip
<b>Sterilität:</b>	unsteril
<b>Verpackung:</b>	8 Racks à 96 Stück

### Pipettenspitzen ClipTip 1000

- Länge 9,5 cm
- Volumenbereich 30-1000 µl
- Farbcode Blau

### Passend für

- F1-ClipTip 100-1000 µl
- F1-ClipTip 500 µl fix
- F1-ClipTip 1000 µl fix
- E1-ClipTip 12-Kanal 30-850 µl
  
- **Geringer Kraftaufwand zum Aufnehmen der Spitzen.** Ein leichter Kontakt und jede Spitze rastet sicher ein.

- **Geringe Retention.** Jede ClipTip Pipettenspitze nutzt eine spezielle Technologie für geringe Retention zur maximalen Probenrückgewinnung.
- **Bewährte Qualität:** Zertifiziert frei von Kontaminationen durch RNase, DNase, DNA, ATP und Endotoxin
- **Umweltfreundlich:** Unser Nachfüllsystem besteht aus Recycling-Komponenten und 30 % weniger Kunststoff.
- **CE-Kennzeichnung:** Das F1-ClipTip Pipettiersystem ist gemäß der IVD-Richtlinie in Europa CE-gekennzeichnet.
- **Einfache Identifikation und Nachverfolgbarkeit:** Aufgedruckte Chargennummer und Volumenangabe auf jedem Spitzeneinsatz sowie einfache Zuordnung der passenden Spitze zur Pipette über eine farbliche Kennzeichnung
- **Zertifizierung:** Produziert gem. ISO 9001, ISO 14001 und ISO 13485.