

## iFuge M12P

Basiseinheit mit 1 Rotor



1 Stück

Artikel-Nr.: 552630 | Biozym

**1.028,00 €\***

\*zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten

### Beschreibung

Display (LCD):	ja
Drehzahlregelung/Timer:	ja
Kapazität:	0.2 ml, 0.5 ml, 1.5/2.0 ml
max. RCF (x g):	über 15000
Positionen (1.5/2.0 ml):	9 bis 12
Verpackung:	1 Stück

#### Programmierbar mit bis zu 99 Anwenderprogrammen

- Bis 15.000 rpm (15.500 x g), Timer bis 999 min
- Hintergrund-beleuchtetes LC-Display
- Dauerhaft wartungsfreier Brushless-Motor
- Sicherheitsfunktionen: Unwuchtdetektion und Lid Lock
- Metall-Rotor für 12 x 1.5 / 2.0 ml Gefäße, inkl. Adapter für 0.2 / 0.4 / 0.5 ml