

## APC anti-human CD269 (BCMA)

Mouse IgG2a, kappa  
19F2



**BioLegend**  
From Revvity

100 tests

Artikel-Nr.: B357506 | **BioLegend** | Hersteller-Nr.: 357506

**308,00 €\***

\*zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten

### Beschreibung

**App\_Abbrev:** FC, ICFC  
**Clone:** 19F2  
**Format:** APC  
**Isotype:** Mouse IgG2a, kappa  
**Species of Origin:** Mouse  
**Verpackung:** 100 Tests

APC anti-human CD269 (BCMA)

Clone: 19F2

Isotype: Mouse IgG2a, kappa

Other\_Names: BCM, TNFRSF17

Size: 100 tests

Reactivity: Human

Format: APC

App\_Abbrev: FC, ICFC

Species of Origin: Mouse

Weitere Informationen zum Produkt. Link zum Hersteller:

<https://www.biolegend.com/Default.aspx?ID=6664&productid=9115>

Unsere datenschutzrechtlichen Hinweise finden Sie unter: <https://www.biozym.com/datenschutzrechtliche-hinweise>