

Spitzen, 10 µl kurz, farblos

graduiert, Volumenbereich 0.1-10 µl
DNA-, DNase-, RNasefrei

10 Beutel à 1000 Stück
Artikel-Nr.: VT0002X | Biozym



133,00 €*

*zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten

Beschreibung

Farbe:	farblos
Filter:	nein
Graduierung:	ja
Länge:	kurz
Low Binding:	nein
Maximalvolumen:	10 µl
Pipettenspitzen Linie:	SurPhob
Sterilität:	unsteril
Verpackung:	10 Beutel à 1000 Stück

Spitzenlänge: 31,1 mm

Pipettenspitze 10 µl kurz

Passend für

- Sartorius mLine 0.1-3µl, 0.5-10µl, 1-Kanal
- Sartorius mLine 0.5-10µl, 8/12-Kanal
- Sartorius Proline 0.1-2.5µl, 0.5-10µl, 1-Kanal
- Sartorius Proline 0.5-10µl, 8/12-Kanal
- Brand Transferpette 0.1-1µl, 0.5-10µl, 1-Kanal
- Brand Transferpette 0.5-10µl, 8/12-Kanal
- Brand Transferpette 2-20µl, 8/12-Kanal
- Brand Transferpette S 0.1-1µl, 0.1-2.5µl, 0.5-10µl, 1-Kanal
- Brand Transferpette S 0.5-10µl, 8/12-Kanal

- Eppendorf Research Plus 0.1-2.5ul, 0.5-10µl, 1-Kanal
- Eppendorf Research Plus 2-20µl micro, 1-Kanal
- Eppendorf Research Plus 0.5-10µl, 8/12-Kanal
- Eppendorf Reference 0.1-2.5ul, 0.5-10µl, 1-Kanal
- Thermo/Finn Finnpette 4500 0.2-2µl, micro, 0.5-5µl, micro, 1-Kanal
- Thermo/Finn Finnpette 4500 0.5-10µl, 8/12-Kanal
- Gilson Pipetman Classic, G, L: P2 0.2-2ul, 1-10ul, 1-Kanal
- Nichiryo Nichipet Premium, EX, EX Plus 0.1-2µl, 1-Kanal
- Nichiryo Nichipet 7000 0.5-10µl, 8/12-Kanal
- Rainin Pipet-Lite SL-2XLS 0.1-2µl, 0.5-10µl, 1-Kanal
- Rainin Classic PR-2 0.1-2µl, 0.5-10µl, 1-Kanal
- Socorex Calibra® 822 0.2-2µl, 1-10µl micro, 1-Kanal
- Socorex Calibra® 852 1-10µl, 8/12-Kanal
- Socorex Acura 825 0.1-2µl, 0.5-10µl, 1-Kanal
- Socorex Acura 855 0.5-10µl, 8/12-Kanal