

SurPhob Spitzen, 10 µl, kurz, farblos, steril

Low Binding, graduiert, Volumenbereich 0.5-10 µl
DNA-, DNase-, RNase-, Pyrogenfrei



10 Racks à 96 Stück
Artikel-Nr.: VT0118 | Biozym

42,40 €*

*zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten

Beschreibung

Farbe:	farblos
Filter:	nein
Graduierung:	ja
Länge:	kurz
Low Binding:	ja
Maximalvolumen:	10 µl
Pipettenspitzen Linie:	SurPhob
Sterilität:	steril
Verpackung:	10 Racks à 96 Stück

Spitzenlänge: 31 mm

SurPhob Low Binding Pipettenspitze, 10 µl, kurz passend für:

- Sartorius mLINE® 1-Kanal (0.1-3µl, 0.5-10µl)
- Sartorius mLINE® 8-/12-Kanal (0.5-10µl)
- Sartorius Proline® 1-Kanal (0.1-2.5µl, 0.5-10µl)
- Sartorius Proline® 8-/12-Kanal (0.5-10µl)
- Brand Transferpette® 1-Kanal (0.1-1µl, 0.5-10µl)
- Brand Transferpette® 8-/12-Kanal (0.5-10µl)
- Brand Transferpette® S 1-Kanal (0.1-1µl, 0.1-2.5µl, 0.5-10µl)
- Brand Transferpette® S ® 8-/12-Kanal (0.5-10µl)
- Eppendorf Research® plus 1-Kanal (0.1-2.5µl, 0.5-10µl)
- Eppendorf Research® plus 8-/12-Kanal (0.5-10µl)

- Eppendorf Reference® 1-Kanal (0.1-2.5µl, 0.5-10µl)
- Thermo/Finn Finnpette 4500 1-Kanal (0.2-2µl, micro, 0.5-5µl, micro)
- Thermo/Finn Finnpette 4500 8-/12-Kanal (0.5-10µl)
- Gilson Pipetman Classic, G, L: P2 1-Kanal (0.2-2µl, 1-10µl)
- Nichiryo Nichipet Premium, EX, EX Plus 1-Kanal (0.1-2µl)
- Nichiryo Nichipet 7000 8-/12-Kanal (0.5-10µl)
- Rainin Pipet-Lite SL-2XLS ® 1-Kanal (0.1-2µl, 0.5-10µl)
- Rainin Classic PR-2 ® 1-Kanal (0.1-2µl, 0.5-10µl)
- Socorex Calibra® 822 1-Kanal (0.2-2µl, 1-10µl micro)
- Socorex Calibra® 852 8-Kanal (1-10µl)
- Socorex Acura 825 1-Kanal (0.1-2µl, 0.5-10µl)
- Socorex Acura 855 8-/12-Kanal (0.5-10µl)

Hinweis zu den SurPhob – Pipettenspitzenboxen:
Abholungen und Recycling:

<https://www.biozym.com/recycling>