

## SurPhob Spitzen Reload, 10 µl, kurz, farblos

Low Binding, graduert, Volumenbereich 0.5-10 µl  
DNA-, DNase-, RNasefrei

10 Reloads à 96 Stück  
Artikel-Nr.: VT0113 | Biozym



**27,90 €\***

\*zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten

### Beschreibung

<b>Aktionsangebote:</b>	Frühlingsaktion
<b>Farbe:</b>	farblos
<b>Filter:</b>	nein
<b>Graduierung:</b>	ja
<b>Länge:</b>	kurz
<b>Low Binding:</b>	ja
<b>Maximalvolumen:</b>	10 µl
<b>Pipettenspitzen Linie:</b>	SurPhob
<b>Sterilität:</b>	unsteril
<b>Verpackung:</b>	10 Reloads à 96 Stück

*Spitzenlänge: 31 mm*

SurPhob Low Binding Pipettenspitze, 10 µl, kurz passend für:

- Sartorius mLINE® 1-Kanal (0.1-3µl, 0.5-10µl)
- Sartorius mLINE® 8-/12-Kanal (0.5-10µl)
- Sartorius Proline® 1-Kanal (0.1-2.5µl, 0.5-10µl)
- Sartorius Proline® 8-/12-Kanal (0.5-10µl)
- Brand Transferpette® 1-Kanal (0.1-1µl, 0.5-10µl)
- Brand Transferpette® 8-/12-Kanal (0.5-10µl)
- Brand Transferpette® S 1-Kanal (0.1-1µl, 0.1-2.5µl, 0.5-10µl)
- Brand Transferpette® S ® 8-/12-Kanal (0.5-10µl)
- Eppendorf Research® plus 1-Kanal (0.1-2.5µl, 0.5-10µl)
- Eppendorf Research® plus 8-/12-Kanal (0.5-10µl)
- Eppendorf Reference® 1-Kanal (0.1-2.5µl, 0.5-10µl)

- Thermo/Finn Finnpette 4500 1-Kanal (0.2-2µl, micro, 0.5-5µl, micro)
- Thermo/Finn Finnpette 4500 8-/12-Kanal (0.5-10µl)
- Gilson Pipetman Classic, G, L: P2 1-Kanal (0.2-2µl, 1-10µl)
- Nichiryo Nichipet Premium, EX, EX Plus 1-Kanal (0.1-2µl)
- Nichiryo Nichipet 7000 8-/12-Kanal (0.5-10µl)
- Rainin Pipet-Lite SL-2XLS ® 1-Kanal (0.1-2µl, 0.5-10µl)
- Rainin Classic PR-2 ® 1-Kanal (0.1-2µl, 0.5-10µl)
- Socorex Calibra® 822 1-Kanal (0.2-2µl, 1-10µl micro)
- Socorex Calibra® 852 8-Kanal (1-10µl)
- Socorex Acura 825 1-Kanal (0.1-2µl, 0.5-10µl)
- Socorex Acura 855 8-/12-Kanal (0.5-10µl)