

## Spitzen, 10 µl, extra lang, farblos

graduiert, Volumenbereich 0.1-20 µl  
DNA-, DNase-, RNasefrei



10 Beutel à 1000 Stück  
Artikel-Nr.: VT0001X | Biozym

**133,00 €\***

\*zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten

### Beschreibung

<b>Farbe:</b>	farblos
<b>Filter:</b>	nein
<b>Graduierung:</b>	ja
<b>Länge:</b>	XL
<b>Low Binding:</b>	nein
<b>Maximalvolumen:</b>	10 µl
<b>Pipettenspitzen Linie:</b>	SurPhob
<b>Sterilität:</b>	unsteril
<b>Verpackung:</b>	10 Beutel à 1000 Stück

Spitzenlänge: 45,8 mm

Pipettenspitze 10 µl extra lang

Passend für

- Brand Transferpette 0.1-1µl, 0.5-10µl, 1-Kanal
- Brand Transferpette 2-20µl micro, 1-Kanal
- Brand Transferpette 0.5-10µl, 8/12-Kanal
- Brand Transferpette 2-20µl, 8/12-Kanal
- Brand Transferpette S 0.1-1µl, 0.1-2.5µl, 0.5-10µl, 1-Kanal
- Brand Transferpette S 0.5-10µl, 8/12-Kanal
- Eppendorf Research Plus 0.1-2.5ul, 0.5-10µl, 1-Kanal
- Eppendorf Research Plus 2-20µl micro, 1-Kanal
- Eppendorf Research Plus 0.5-10µl, 8/12-Kanal

- Eppendorf Reference 0.1-2.5ul, 0.5-10µl, 1-Kanal
- Eppendorf Reference 2-20µl micro, 1-Kanal
- Thermo/Finn Finnpette 4500 0.2-2µl, micro, 0.5-5µl, micro, 1-Kanal
- Thermo/Finn Finnpette 4500 0.5-10µl, 8/12-Kanal
- Gilson Pipetman Classic, G, L: P2 0.2-2ul, 1-10ul , 1-Kanal
- Nichiryo Nichipet Premium, EX, EX Plus 0.1-2µl, 1-Kanal
- Nichiryo Nichipet 7000 0.5-10µl, 8/12-Kanal
- Rainin Pipet-Lite SL-2XLS 0.1-2µl, 0.5-10µl, 1-Kanal
- Rainin Classic PR-2 0.1-2µl, 0.5-10µl, 1-Kanal
- Sartorius Proline 0.5-10µl, 8/12-Kanal
- Sartorius mLine 0.1-3µl, 0.5-10µl, 1-Kanal
- Sartorius mLine 0.5-10µl, 8/12-Kanal
- Sartorius Proline 0.1-2.5µl, 0.5-10µ, 1-Kanal
- Socorex Calibra® 822 0.2-2µl, 1-10µl micro, 1-Kanal
- Socorex Calibra® 852 1-10µl, 8/12-Kanal
- Socorex Acura 825 0.1-2µl, 0.5-10µl, 1-Kanal
- Socorex Acura 855 0.5-10µl, 8/12-Kanal