

SurPhob Spitzen, 10 µl, extra lang, farbl., steril

Low Binding, graduiert, Volumenbereich 1-20 µl
DNA-, DNase-, RNase-, Pyrogenfrei

10 Racks à 96 Stück
Artikel-Nr.: VT0108 | Biozym

42,40 €*

*zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten



Beschreibung

Farbe:	farblos
Filter:	nein
Graduierung:	ja
Länge:	XL
Low Binding:	ja
Maximalvolumen:	10 µl
Pipettenspitzen Linie:	SurPhob
Sterilität:	steril
Verpackung:	10 Racks à 96 Stück