

## SafeSeal SurPhob Spitzen, 10 µl, extra lang, steril

Filterspitzen, Low Binding, graduiert  
DNA-, DNase-, RNase-, Pyrogenfrei



10 Racks à 96 Stück  
Artikel-Nr.: VT0200 | Biozym

**49,00 €\***

\*zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten

### Beschreibung

<b>Aktionsangebote:</b>	SUMMER-DEALS
<b>Farbe:</b>	farblos
<b>Filter:</b>	ja
<b>Graduierung:</b>	ja
<b>Länge:</b>	XL
<b>Low Binding:</b>	ja
<b>Maximalvolumen:</b>	10 µl
<b>Pipettenspitzen Linie:</b>	SurPhob
<b>Sterilität:</b>	steril
<b>Verpackung:</b>	10 Racks à 96 Stück

SafeSeal SurPhob Filterspitze

Spitzenlänge: 45,8 mm

Hinweis zu den SurPhob – Pipettenspitzenboxen:

Abholungen und Recycling:

<https://www.biozym.com/recycling>