

SafeSeal SurPhob Spitzen, 10 µl, extra lang, steril

Filterspitzen, Low Binding, graduiert
DNA-, DNase-, RNase-, Pyrogenfrei



10 Racks à 96 Stück
Artikel-Nr.: VT0200 | Biozym

49,00 €*

*zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten

Beschreibung

Aktionsangebote:	Frühlingsaktion
Farbe:	farblos
Filter:	ja
Graduierung:	ja
Länge:	XL
Low Binding:	ja
Maximalvolumen:	10 µl
Pipettenspitzen Linie:	SurPhob
Sterilität:	steril
Verpackung:	10 Racks à 96 Stück

SafeSeal SurPhob Filterspitze

Spitzenlänge: 45,8 mm

Hinweis zu den SurPhob – Pipettenspitzenboxen:

Abholungen und Recycling:

<https://www.biozym.com/recycling>