


SurPhob Spitzen Reload, 10 µl, extra lang

Low Binding, graduiert, Volumenbereich 1-20 µl
DNA-, DNase-, RNasefrei



10 Reloads à 96 Stück
Artikel-Nr.: VT0103 | Biozym

34,20 €*

*zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten

Beschreibung

Farbe:	farblos
Filter:	nein
Graduierung:	ja
Länge:	XL
Low Binding:	ja
Maximalvolumen:	10 µl
Pipettenspitzen Linie:	SurPhob
Sterilität:	unsteril
Verpackung:	10 Reloads à 96 Stück

Spitzenlänge: 45,8 mm

Pipettenspitze 10 µl extra lang