

Spitzen, 200 µl, gelb

graduiert
DNA-, DNase-, RNasefrei



20 Beutel à 1000 Stück
Artikel-Nr.: VT0004X | Biozym

195,00 €*

*zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten

Beschreibung

Farbe:	gelb
Filter:	nein
Graduierung:	ja
Länge:	normal
Low Binding:	nein
Maximalvolumen:	200 µl
Pipettenspitzen Linie:	SurPhob
Sterilität:	unsteril
Verpackung:	20 Beutel à 1000 Stück