

## Spitzen, 200 µl, gelb

graduiert  
DNA-, DNase-, RNasefrei

10 Reloads à 96 Stück  
Artikel-Nr.: VT0014 | Biozym



**31,80 €\***

\*zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten

### Beschreibung

<b>Farbe:</b>	gelb
<b>Filter:</b>	nein
<b>Graduierung:</b>	ja
<b>Länge:</b>	normal
<b>Low Binding:</b>	nein
<b>Maximalvolumen:</b>	200 µl
<b>Pipettenspitzen Linie:</b>	SurPhob
<b>Sterilität:</b>	unsteril
<b>Verpackung:</b>	10 Reloads à 96 Stück