

SurPhob Spitzen, 200 µl, farblos

Low Binding, graduiert
DNA-, DNase-, RNasefrei



20 Beutel à 1000 Stück
Artikel-Nr.: VT0140X | Biozym

272,00 €*

*zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten

Beschreibung

Farbe:	farblos
Filter:	nein
Graduierung:	ja
Länge:	normal
Low Binding:	ja
Maximalvolumen:	200 µl
Pipettenspitzen Linie:	SurPhob
Sterilität:	unsteril
Verpackung:	20 Beutel à 1000 Stück

Spitzenlänge: 50 mm

SurPhob Low Binding Pipettenspitze, 200 µl