

SurPhob Spitzen, 200 µl, farblos

Low Binding, graduiert
DNA-, DNase-, RNasefrei

10 Racks à 96 Stück
Artikel-Nr.: VT0145 | Biozym

31,90 €*

*zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten



Beschreibung

Aktionsangebote:	Frühlingsaktion
Farbe:	farblos
Filter:	nein
Graduierung:	ja
Länge:	normal
Low Binding:	ja
Maximalvolumen:	200 µl
Pipettenspitzen Linie:	SurPhob
Sterilität:	unsteril
Verpackung:	10 Racks à 96 Stück

Spitzenlänge: 50 mm

SurPhob Low Binding Pipettenspitze, 200 µl