

SurPhob Spitzen, 200 µl, farblos, steril

Low Binding, graduiert
DNA-, DNase-, RNase-, Pyrogenfrei



10 Racks à 96 Stück
Artikel-Nr.: VT0148 | Biozym

45,60 €*

*zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten

Beschreibung

Farbe:	farblos
Filter:	nein
Graduierung:	ja
Länge:	normal
Low Binding:	ja
Maximalvolumen:	200 µl
Pipettenspitzen Linie:	SurPhob
Sterilität:	steril
Verpackung:	10 Racks à 96 Stück

Hinweis zu den SurPhob – Pipettenspitzenboxen:

Abholungen und Recycling:

<https://www.biozym.com/recycling>