

## SafeSeal SurPhob Spitzen, 200 µl, steril

Filterspitzen, Low Binding, graduiert  
DNA-, DNase-, RNase-, Pyrogenfrei



10 Racks à 96 Stück  
Artikel-Nr.: VT0240 | Biozym

**49,00 €\***

\*zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten

### Beschreibung

<b>Aktionsangebote:</b>	Frühlingsaktion
<b>Farbe:</b>	farblos
<b>Filter:</b>	ja
<b>Graduierung:</b>	ja
<b>Länge:</b>	normal
<b>Low Binding:</b>	ja
<b>Maximalvolumen:</b>	200 µl
<b>Pipettenspitzen Linie:</b>	SurPhob
<b>Sterilität:</b>	steril
<b>Verpackung:</b>	10 Racks à 96 Stück

Spitzenlänge: 50 mm

SafeSeal SurPhob Filterspitze 200 µl

- Sartorius mLine 20-200µl, 1-Kanal
- Sartorius Proline 20-200µl, 1-Kanal
- Brand Transferpette 20-200µl, 1-Kanal
- Brand Transferpette 20-200µl, 8/12-Kanal
- Brand Transferpette S 20-200µl, 1-Kanal
- Brand Transferpette S 20-200µl, 8/12-Kanal
- Eppendorf Research Plus 20-200µl, 1-Kanal
- Eppendorf Reference 50-200µl, 1-Kanal
- Thermo/Finn Finnpette 4500 20-200µl, 1-Kanal

- Gilson Pipetman Classic, G, L: P20 50-200µl, 1-Kanal
- Gilson Pipetman P10L 20-200µl 8/12-Kanal
- Nichiryo Nichipet Premium, EX, EX Plus 20-200µl, 1-Kanal
- Nichiryo Nichipet 7000 40-200µl 8/12-Kanal
- Rainin Pipet-Lite SL-20XLS 20-200µl, 1-Kanal
- Rainin Classic PR-20 20-200µl, 1-Kanal
- Socorex Calibra® 822 20-200µl, 1-Kanal
- Socorex Calibra® 852 20-200µl 8/12-Kanal
- Socorex Acura 825 20-200µl, 1-Kanal
- Socorex Acura 855 20-200µl, 8/12-Kanal

Hinweis zu den SurPhob – Pipettenspitzenboxen:  
Abholungen und Recycling:

<https://www.biozym.com/recycling>