

SafeSeal SurPhob Spitzen, 200 µl, steril

Filterspitzen, Low Binding, graduiert
DNA-, DNase-, RNase-, Pyrogenfrei



10 Racks à 96 Stück
Artikel-Nr.: VT0240 | Biozym

49,00 €*

*zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten

Beschreibung

Aktionsangebote:	SUMMER-DEALS
Farbe:	farblos
Filter:	ja
Graduierung:	ja
Länge:	normal
Low Binding:	ja
Maximalvolumen:	200 µl
Pipettenspitzen Linie:	SurPhob
Sterilität:	steril
Verpackung:	10 Racks à 96 Stück

Spitzenlänge: 50 mm

SafeSeal SurPhob Filterspitze 200 µl

- Sartorius mLine 20-200µl, 1-Kanal
- Sartorius Proline 20-200µl, 1-Kanal
- Brand Transferpette 20-200µl, 1-Kanal
- Brand Transferpette 20-200µl, 8/12-Kanal
- Brand Transferpette S 20-200µl, 1-Kanal
- Brand Transferpette S 20-200µl, 8/12-Kanal
- Eppendorf Research Plus 20-200µl, 1-Kanal
- Eppendorf Reference 50-200µl, 1-Kanal
- Thermo/Finn Finnpette 4500 20-200µl, 1-Kanal

- Gilson Pipetman Classic, G, L: P20 50-200µl, 1-Kanal
- Gilson Pipetman P10L 20-200µl 8/12-Kanal
- Nichiryo Nichipet Premium, EX, EX Plus 20-200µl, 1-Kanal
- Nichiryo Nichipet 7000 40-200µl 8/12-Kanal
- Rainin Pipet-Lite SL-20XLS 20-200µl, 1-Kanal
- Rainin Classic PR-20 20-200µl, 1-Kanal
- Socorex Calibra® 822 20-200µl, 1-Kanal
- Socorex Calibra® 852 20-200µl 8/12-Kanal
- Socorex Acura 825 20-200µl, 1-Kanal
- Socorex Acura 855 20-200µl, 8/12-Kanal

Hinweis zu den SurPhob – Pipettenspitzenboxen:
Abholungen und Recycling:

<https://www.biozym.com/recycling>