

Spitzen, 200 µl, farblos

graduiert
DNA-, DNase-, RNasefrei

10 Leerracks und 10 Reloads à 96 Stück
Artikel-Nr.: VT0142 | Biozym



31,70 €*

*zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten

Beschreibung

Farbe:	farblos
Filter:	nein
Graduierung:	ja
Länge:	normal
Low Binding:	ja
Maximalvolumen:	200 µl
Pipettenspitzen Linie:	SurPhob
Sterilität:	unsteril
Verpackung:	10 Leerracks und 10 Reloads à 96 Stück

Spitzenlänge: 50 mm

SurPhob Low Binding Pipettenspitze, 200 µl