

Cell Saver Spitzen, 200 µl, farblos

graduiert
DNA-, DNase-, RNasefrei



1 Beutel à 1000 Stück
Artikel-Nr.: VT0030 | Biozym

26,40 €*

*zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten

Beschreibung

Farbe:	farblos
Filter:	nein
Graduierung:	ja
Länge:	normal
Low Binding:	nein
Maximalvolumen:	200 µl
Pipettenspitzen Linie:	SurPhob
Spezialeigenschaften:	Cell Saver
Sterilität:	unsteril
Verpackung:	1 Beutel à 1000 Stück