

## Cell Saver Spitzen, 200 µl, farblos, steril

graduiert  
DNA-, DNase-, RNase-, Pyrogenfrei



10 Racks à 96 Stück  
Artikel-Nr.: VT0038 | Biozym

**52,30 €\***

\*zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten

### Beschreibung

<b>Farbe:</b>	farblos
<b>Filter:</b>	nein
<b>Graduierung:</b>	ja
<b>Länge:</b>	normal
<b>Low Binding:</b>	nein
<b>Maximalvolumen:</b>	200 µl
<b>Pipettenspitzen Linie:</b>	SurPhob
<b>Spezialeigenschaften:</b>	Cell Saver
<b>Sterilität:</b>	steril
<b>Verpackung:</b>	10 Racks à 96 Stück

Hinweis zu den SurPhob – Pipettenspitzenboxen:  
Abholung und Recycling:

<https://www.biozym.com/recycling>