

SurPhob Spitzen, 300 µl, farblos

Low Binding, graduiert
DNA-, DNase-, RNasefrei

10 Beutel à 1000 Stück
Artikel-Nr.: VT0150X | Biozym



220,00 €*

*zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten

Beschreibung

Farbe:	farblos
Filter:	nein
Graduierung:	ja
Länge:	normal
Low Binding:	ja
Maximalvolumen:	300 µl
Pipettenspitzen Linie:	SurPhob
Sterilität:	unsteril
Verpackung:	10 Beutel à 1000 Stück

Spitzenlänge: 56mm

SurPhob Low Binding Pipettenspitze, 300 µl

Hinweis zu den SurPhob – Pipettenspitzenboxen:

Abholungen und Recycling:

<https://www.biozym.com/recycling>