

Spitzen, 1000 µl, blau

graduiert
DNA-, DNase-, RNasefrei

10 Racks à 96 Stück
Artikel-Nr.: VT0026 | Biozym

53,60 €*

*zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten



Beschreibung

Farbe:	blau
Filter:	nein
Graduierung:	ja
Länge:	normal
Low Binding:	nein
Maximalvolumen:	1000 µl
Pipettenspitzen Linie:	SurPhob
Sterilität:	unsteril
Verpackung:	10 Racks à 96 Stück

Hinweis zu den SurPhob – Pipettenspitzenboxen:
Abholungen und Recycling:

<https://www.biozym.com/recycling>