

Spitzen, 1000 µl, blau, steril

graduier
DNA-, DNase-, RNase-, Pyrogenfrei



10 Racks à 96 Stück
Artikel-Nr.: VT0029 | Biozym

57,40 €*

*zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten

Beschreibung

| | |
|-------------------------------|---------------------|
| Farbe: | blau |
| Filter: | nein |
| Graduierung: | ja |
| Länge: | normal |
| Low Binding: | nein |
| Maximalvolumen: | 1000 µl |
| Pipettenspitzen Linie: | SurPhob |
| Sterilität: | steril |
| Verpackung: | 10 Racks à 96 Stück |

Hinweis zu den SurPhob – Pipettenspitzenboxen:

Abholungen und Recycling:

<https://www.biozym.com/recycling>