

SurPhob Spitzen, 1000 µl, farblos

Low Binding, graduiert
DNA-, DNase-, RNasefrei

10 Racks à 96 Stück
Artikel-Nr.: VT0165 | Biozym

52,10 €*

*zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten



Beschreibung

Farbe:	farblos
Filter:	nein
Graduierung:	ja
Länge:	normal
Low Binding:	ja
Maximalvolumen:	1000 µl
Pipettenspitzen Linie:	SurPhob
Sterilität:	unsteril
Verpackung:	10 Racks à 96 Stück

Spitzenlänge: 76 mm

SurPhob Low Binding Pipettenspitze, 1000 µl

Hinweis zu den SurPhob – Pipettenspitzenboxen:

Abholungen und Recycling:

<https://www.biozym.com/recycling>