

## SurPhob Spitzen, 1000 µl, farblos, steril

Low Binding, graduiert  
DNA-, DNase-, RNase-, Pyrogenfrei



10 Racks à 96 Stück  
Artikel-Nr.: VT0168 | Biozym

**57,20 €\***

\*zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten

### Beschreibung

<b>Farbe:</b>	farblos
<b>Filter:</b>	nein
<b>Graduierung:</b>	ja
<b>Länge:</b>	normal
<b>Low Binding:</b>	ja
<b>Maximalvolumen:</b>	1000 µl
<b>Pipettenspitzen Linie:</b>	SurPhob
<b>Sterilität:</b>	steril
<b>Verpackung:</b>	10 Racks à 96 Stück

Hinweis zu den SurPhob – Pipettenspitzenboxen:

Abholungen und Recycling:

<https://www.biozym.com/recycling>