

## SurPhob Spitzen, 1250 µl, farblos

Low Binding, graduiert  
DNA-, DNase-, RNasefrei



10 Beutel à 1000 Stück  
Artikel-Nr.: VT0170X | Biozym

**199,80 €\***

\*zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten

### Beschreibung

|                               |                        |
|-------------------------------|------------------------|
| <b>Farbe:</b>                 | farblos                |
| <b>Filter:</b>                | nein                   |
| <b>Graduierung:</b>           | ja                     |
| <b>Länge:</b>                 | XL                     |
| <b>Low Binding:</b>           | ja                     |
| <b>Maximalvolumen:</b>        | 1000 µl                |
| <b>Pipettenspitzen Linie:</b> | SurPhob                |
| <b>Sterilität:</b>            | unsteril               |
| <b>Verpackung:</b>            | 10 Beutel à 1000 Stück |

Spitzenlänge: 90 mm

SurPhob Low Binding Pipettenspitze, 1250 µl

Hinweis zu den SurPhob – Pipettenspitzenboxen:

Abholungen und Recycling:

<https://www.biozym.com/recycling>