

SafeSeal SurPhob Spitzen, 1250 µl, steril

Filterspitzen, Low Binding, für 1 ml Pipetten
DNA-, DNase-, RNase-, Pyrogenfrei



10 Racks à 96 Stück
Artikel-Nr.: VT0270 | Biozym

49,00 €*

*zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten

Beschreibung

| | |
|-------------------------------|---------------------|
| Aktionsangebote: | Frühlingsaktion |
| Farbe: | farblos |
| Filter: | ja |
| Graduierung: | ja |
| Länge: | XL |
| Low Binding: | ja |
| Maximalvolumen: | 1000 µl |
| Pipettenspitzen Linie: | SurPhob |
| Sterilität: | steril |
| Verpackung: | 10 Racks à 96 Stück |

SurPhob Filterspitze 1250 µl

Spitzenlänge: 90 mm

Passend für:

- Brand Transferpette 100-1000µl, 1-Kanal
- Brand Transferpette S 100-1000µl, 1-Kanal
- Eppendorf Research Plus 100-1000µl, 1-Kanal
- Eppendorf Reference 100-1000µl, 1-Kanal
- Thermo/Finn Finnpette 4500 100-1000µl, 1-Kanal
- Gilson Pipetman Classic, G, L: P1000 200-1000ul, 1-Kanal
- Nichiryo Nichipet Premium, EX, EX Plus 100-1000µl, 1-Kanal

- Rainin Pipet-Lite SL-1000XLS 100-1000µl, 1-Kanal
- Rainin Classic PR-1000 100-1000µl, 1-Kanal
- Sartorius mLine 100-1000µl, 1-Kanal
- Sartorius Proline 100-1000µl, 1-Kanal
- Socorex Calibra® 822 100-1000µl , 1-Kanal
- Socorex Acura 825 100-1000µl, 1-Kanal

Hinweis zu den SurPhob – Pipettenspitzenboxen:
Abholungen und Recycling:

<https://www.biozym.com/recycling>