

SafeSeal SurPhob Spitzen, 1250 µl, steril

Filterspitzen, Low Binding, für 1 ml Pipetten
DNA-, DNase-, RNase-, Pyrogenfrei



10 Racks à 96 Stück
Artikel-Nr.: VT0270 | Biozym

49,00 €*

*zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten

Beschreibung

Aktionsangebote:	SUMMER-DEALS
Farbe:	farblos
Filter:	ja
Graduierung:	ja
Länge:	XL
Low Binding:	ja
Maximalvolumen:	1000 µl
Pipettenspitzen Linie:	SurPhob
Sterilität:	steril
Verpackung:	10 Racks à 96 Stück

SurPhob Filterspitze 1250 µl

Spitzenlänge: 90 mm

Passend für:

- Brand Transferpette 100-1000µl, 1-Kanal
- Brand Transferpette S 100-1000µl, 1-Kanal
- Eppendorf Research Plus 100-1000µl, 1-Kanal
- Eppendorf Reference 100-1000µl, 1-Kanal
- Thermo/Finn Finnpette 4500 100-1000µl, 1-Kanal
- Gilson Pipetman Classic, G, L: P1000 200-1000ul, 1-Kanal
- Nichiryo Nichipet Premium, EX, EX Plus 100-1000µl, 1-Kanal

- Rainin Pipet-Lite SL-1000XLS 100-1000µl, 1-Kanal
- Rainin Classic PR-1000 100-1000µl, 1-Kanal
- Sartorius mLine 100-1000µl, 1-Kanal
- Sartorius Proline 100-1000µl, 1-Kanal
- Socorex Calibra® 822 100-1000µl , 1-Kanal
- Socorex Acura 825 100-1000µl, 1-Kanal

Hinweis zu den SurPhob – Pipettenspitzenboxen:
Abholungen und Recycling:

<https://www.biozym.com/recycling>