

SurPhob Spitzen Reload, 1250 µl, farblos

Low Binding, graduiert
DNA-, DNase-, RNasefrei



Biozym
SCIENCE IS OUR BUSINESS

10 Reloads à 96 Stück
Artikel-Nr.: VT0173 | Biozym

44,90 €*

*zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten

Beschreibung

Farbe:	farblos
Filter:	nein
Graduierung:	ja
Länge:	XL
Low Binding:	ja
Maximalvolumen:	1000 µl
Pipettenspitzen Linie:	SurPhob
Sterilität:	unsteril
Verpackung:	10 Reloads à 96 Stück

Spitzenlänge: 90 mm SurPhob Low Binding Pipettenspitze, 1250 µl

Hinweis zu den SurPhob – Pipettenspitzenboxen:
Abholungen und Recycling:

<https://www.biozym.com/recycling>