

## Nunc 2D Barcode ScrewTop Tubes, 5 ml, steril

Außengewinde, runder Boden, Gewebetube  
farbloser Deckel, Schreibfeld, Graduierung



**ThermoFisher**  
SCIENTIFIC

10 Latch Racks à 24 Tubes (240 Stück)  
Artikel-Nr.: 59374320 | Thermo

**545,00 €\***

\*zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten

### Beschreibung

<b>Brand:</b>	Nunc
<b>Codierung:</b>	2D-Barcode, Schreibfeld
<b>Format:</b>	Rack im SBS Format
<b>Passend für Rackformat:</b>	SBS/24
<b>Produktart:</b>	Gefäß mit Deckel
<b>Schraubdeckel / Stopfen:</b>	Innengewinde
<b>Sterilität:</b>	steril
<b>Verpackung:</b>	10 Latch Racks à 24 Tubes (240 Stück)
<b>Volumen:</b>	5.0 ml