

# Nunc Cryobank 2D Barcoded Tube, 1.8 ml

mit Außengewindedeckel, Graduierung, Schreibfeld



**ThermoFisher**  
SCIENTIFIC

10 Beutel à 48 Tubes  
Artikel-Nr.: 59374502 | Thermo

**683,00 €\***

\*zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten

## Beschreibung

<b>Brand:</b>	Nunc
<b>Codierung:</b>	2D-Barcode, Schreibfeld
<b>Format:</b>	Beutel
<b>Passend für Rackformat:</b>	SBS/48
<b>Produktart:</b>	Gefäß mit Deckel
<b>Schraubdeckel / Stopfen:</b>	Außengewinde
<b>Verpackung:</b>	10 Beutel à 48 Tubes
<b>Volumen:</b>	1.8 ml