

Western-Blot Inkubationsbox, 15.5x10.5 cm, schwarz

Behältnis zum Waschen und Färben von Membranen
komplett lichtundurchlässig



Packung à 2 Stück

Artikel-Nr.: 541097BLACK | Advansta | Hersteller-Nr.: L-07041-002

45,45 €*

*zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten

Beschreibung

Aktionsangebote: Frühlingsaktion
Größe: 15.5 x 10.5 cm
Lichtdurchlässigkeit: komplett lichtundurchlässig
Verpackung: Packung à 2 Stück

Detaillierte Informationen finden Sie unter:

www.advansta.com