

Spitzen Sartorius 1000 µl, wide bore

Länge Spitze = 68.5 mm
DNase-, RNase-, Endotoxinfrei



10 Racks à 96 Stück
Artikel-Nr.: 674065 | Sartorius



97,80 €*

*zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten

Beschreibung

Farbe: farblos
Filter: nein
Länge: lang
Low Binding: nein
Maximalvolumen: 1000 µl
Pipettenspitzen Linie: Sartorius
Spezialeigenschaften: Cell Saver
Sterilität: unsteril
Verpackung: 10 Racks à 96 Stück