

Spitzen Sartorius 1000 µl, wide bore, steril

Länge Spitze = 68.5 mm
DNase-, RNase-, Endotoxinfrei



10 Racks à 96 Stück
Artikel-Nr.: 674068 | Sartorius

123,00 €*

*zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten



Beschreibung

Farbe:	farblos
Filter:	nein
Länge:	lang
Low Binding:	nein
Maximalvolumen:	1000 µl
Pipettenspitzen Linie:	Sartorius
Spezialeigenschaften:	Cell Saver
Sterilität:	steril
Verpackung:	10 Racks à 96 Stück