

Finnpipette, 1-Kanal, F1, 0.5 - 5 µl, µ Tip

Farbcode = Pink, mit CE Kennzeichnung
variables Volumen



ThermoFisher
SCIENTIFIC

1 Stück

Artikel-Nr.: 651151 | Thermo

372,00 €*

*zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten

Beschreibung

Kanäle: 1-Kanal
Kategorie: Pipette
Marke: Finnpipette F1
Pipettenvolumen: bis 5 µl
Produkteigenschaft: manuell
Verpackung: 1 Stück
Volumeneigenschaft: variables Volumen