

Finnpipette, 1-Kanal, F1, 1 - 10 μ l

Farbcode = Gelb, mit CE Kennzeichnung
variables Volumen



ThermoFisher
SCIENTIFIC

1 Stück
Artikel-Nr.: 651153 | Thermo

372,00 €*

*zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten

Beschreibung

Kanäle: 1-Kanal
Kategorie: Pipette
Marke: Finnpipette F1
Pipettenvolumen: bis 10 μ l
Produkteigenschaft: manuell
Verpackung: 1 Stück
Volumeneigenschaft: variables Volumen