

## Finnpipette, 1-Kanal, F1, 10 - 100 µl

Farbcode = Gelb, mit CE Kennzeichnung  
variables Volumen



**ThermoFisher**  
SCIENTIFIC

1 Stück

Artikel-Nr.: 651158 | Thermo

**372,00 €\***

\*zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten

### Beschreibung

**Kanäle:** 1-Kanal  
**Kategorie:** Pipette  
**Marke:** Finnpipette F1  
**Pipettenvolumen:** bis 50 µl  
**Produkteigenschaft:** manuell  
**Verpackung:** 1 Stück  
**Volumeneigenschaft:** variables Volumen