

## Finnpipette, 1-Kanal, F1, 20 - 200 µl

Farbcode = Gelb, mit CE Kennzeichnung  
variables Volumen



**ThermoFisher**  
SCIENTIFIC

1 Stück  
Artikel-Nr.: 651159 | Thermo

**372,00 €\***

\*zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten

### Beschreibung

**Kanäle:** 1-Kanal  
**Kategorie:** Pipette  
**Marke:** Finnpipette F1  
**Pipettenvolumen:** bis 200 µl  
**Produkteigenschaft:** manuell  
**Verpackung:** 1 Stück  
**Volumeneigenschaft:** variables Volumen