

Finnpipette, 1-Kanal, F1, 0.5 - 5 ml

Farbcode = Grau, mit CE Kennzeichnung
variables Volumen



ThermoFisher
SCIENTIFIC

1 Stück
Artikel-Nr.: 651162 | Thermo

390,00 €*

*zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten

Beschreibung

Kanäle: 1-Kanal
Kategorie: Pipette
Marke: Finnpipette F1
Pipettenvolumen: bis 5000 µl
Produkteigenschaft: manuell
Verpackung: 1 Stück
Volumeneigenschaft: variables Volumen