

Finnpipette, 8-Kanal, F1, 1 - 10 µl

Farbcode = Pink, mit CE Kennzeichnung
variables Volumen



ThermoFisher
SCIENTIFIC

1 Stück
Artikel-Nr.: 651164 | Thermo

989,00 €*

*zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten

Beschreibung

Kanäle: 8-Kanal
Kategorie: Pipette
Marke: Finnpipette F1
Pipettenvolumen: bis 10 µl
Produkteigenschaft: manuell
Verpackung: 1 Stück
Volumeneigenschaft: variables Volumen

- **Antimikrobielle Oberfläche:** Silberionen (Ag) schaffen eine auf natürliche Weise kontaminationshemmende Oberfläche, die das Wachstum von Bakterien, Mikroben und Pilzen verhindert
- **Verstellsicherer Pipettierknopf** ermöglicht eine einfache Volumeneinstellung; im ungesperrten Zustand freidrehend, ohne dass dadurch die Volumeneinstellung unabsichtlich geändert wird
- **Einstellbare Fingerstütze** zur Einstellung der ergonomischsten und bequemsten Pipettierhaltung in einem Bereich von 120°
- **Platz für persönliche Benutzerkennung** zur individuellen Kennzeichnung durch den Anwender; Pipetten werden mit leeren Etiketten geliefert
- **Super-Blow-Out-Kolben** mit einem Volumen von 50 µl und weniger gewährleistet die Abgabe kleinster Tropfen
- **Kompatibel zu 96-Well und 384-Well-Platten** sowohl mit hohem als auch mit niedrigem Volumen

Ergonomie

- **Soft-Touch-Spitzenabwurf** verringert die zum Abwerfen der Spitze erforderliche Kraft um bis zu 50 %
- **Extrem leichter und sanfter Kolben** verringert das RSI-Risiko
- **Leichte Bauweise** ermöglicht längeres, ermüdungsfreies Pipettieren