

Finnpipette, 8-Kanal, F1, 5 - 50 µl

Farbcode = Gelb, mit CE Kennzeichnung
variables Volumen



ThermoFisher
SCIENTIFIC

1 Stück

Artikel-Nr.: 651165 | Thermo

989,00 €*

*zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten

Beschreibung

Kanäle: 8-Kanal
Kategorie: Pipette
Marke: Finnpipette F1
Pipettenvolumen: bis 50 µl
Produkteigenschaft: manuell
Verpackung: 1 Stück
Volumeneigenschaft: variables Volumen